

# Дезинфекционные средства





Компания «Мир дезинфекции» занимает одно из лидирующих мест на отечественном рынке обращения дезинфекционных средств (ДС).

Цель компании «Мир дезинфекции» – разработка и производство современных ДС, удовлетворяющих требованиям времени и ожиданиям клиентов.

Один из важнейших принципов организации нашей работы – это профессиональный подход. Деятельность компании сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, экологии и охраны труда ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

В своих разработках мы отдаем предпочтение композиционным рецептурам дезинфицирующих средств, используем наиболее актуальные биоцидные субстанции (кислородсодержащие, третичные амины, четвертичные аммониевые соединения нового поколения; альдегиды и пр.), а также другие высокоэффективные компоненты.

Такой подход позволяет создавать средства, которые соответствуют всем приоритетным требованиям здравоохранения по эффективности, безопасности, экономичности и обладают наиболее благоприятными потребительскими характеристиками.

В производстве дезинфекционных средств применяются инновационные технологии, используется высококачественное сырье. Организовано проведение входного контроля используемого сырья, технологического контроля, а также осуществляется контроль конечных продуктов аккредитованным испытательным лабораторным центром, что позволяет выпускать продукцию гарантированного качества.

Представляемый ассортимент продукции полностью обеспечивает потребность лечебно-профилактических организаций в дезинфицирующих препаратах, а также широко используется на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, общественного питания; промышленных рынках; учреждениях культуры, отдыха, спорта, пенитенциарных и социального обеспечения; объектах железнодорожного транспорта и метрополитена; автотранспорте, включая санитарный; при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В своей деятельности мы ориентируемся на потребности клиентов, что позволило всем заявленным средствам получить достойное признание специалистов, а нам установить надежные партнерские отношения с широким кругом организаций здравоохранения и др. учреждений по всей Российской Федерации и странам ближнего зарубежья.

Мы придерживаемся комплексного подхода в работе с клиентами. Мы предлагаем не только высокоэффективные средства, но и предоставляем широкий спектр сервисных услуг и высококомпетентные консультации. Наша продукция сопровождается тестами в виде индикаторных полосок для экспресс контроля рабочих растворов ДС. Для оптимизации работы медицинского персонала мы предоставляем программный продукт по расчету потребности лечебно-профилактических организаций в ДС, обучающие ролики по различным аспектам профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, журналы по контролю концентраций рабочих растворов, проведения генеральных уборок, предстерилизационной очистки ИМН и пр.

У компании большие планы по дальнейшему развитию. Мы стремимся сделать жизнь лучше. Вместе мы сделаем этот мир более здоровым и счастливым.

**Приглашаем Вас к плодотворному и эффективному сотрудничеству!**

# ОГЛАВЛЕНИЕ



## Универсальные дезинфицирующие средства

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Экобриз® окси, Экобриз® окси лайт .....         | 4 |
| Экобриз® концентрат, Экобриз® .....             | 5 |
| Миродез® базик, Миродез® универ, Мирацид® ..... | 6 |
| Мирафлорес®, Мирафлорес® форте .....            | 7 |



## Дезинфицирующие средства для обработки изделий медицинского назначения, включая эндоскопы

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Мироксид® - 2000, Мироксид® 2000 + ..... | 8  |
| Миродез® орто .....                      | 9  |
| Энзимодез® .....                         | 10 |
| Мирафлорес® энзим, Энзимодез® мусс ..... | 11 |



## Дезинфицирующие средства для обработки и мытья поверхностей, предстерилизационной очистки медицинских изделий

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Миродез® пур, Миродез® специаль ..... | 12 |
|---------------------------------------|----|



## Средства для экспресс дезинфекции

### Спиртовые средства для экспресс дезинфекции

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Экобриз® спрей, Экобриз® салфетки ..... | 13 |
|-----------------------------------------|----|

### Бесспиртовые средства для экспресс дезинфекции

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Миродез® спрей, Миродез® салфетки, Мирафлорес® спрей ..... | 14 |
|------------------------------------------------------------|----|



## Кожные антисептики

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Экобриз® антисептик, Экобриз® антисептический гель, Миросептик, Мирафлорес® антисептик, Миросептик экспресс ..... | 15 |
| Экобриз® антисептик ОПК, Миросептик экспресс ОП .....                                                             | 16 |
| Миродез® мусс, Миросептик экспресс салфетки .....                                                                 | 17 |

## Средство для обеззараживания воды

|                 |    |
|-----------------|----|
| АКВАБРИЗ® ..... | 14 |
|-----------------|----|



# Универсальные дезинфицирующие средства с высокой биоразлагаемостью и моющим эффектом

www.mir-dez.ru

## Антимикробная активность:

- **бактерии** включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae), легионеллеза, туляремии, внутрибольничных, анаэробных, особо опасных инфекций – чумы, холеры, сибирской язвы
- **вирусы** включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**, включая плесневые
- **споры бактерий**

## Дезинвазионная активность\*:

- **цисты и ооцисты** простейших, яйца, онкосферы и личинки гельминтов (включая острицы)

\* - Экобриз® окси лайт

## Преимущества:

- Безопасность применения
- Наличие моющих (обезжиривающих свойств)
- Эффективное удаление белковых отложений и других трудно-удаляемых веществ с поверхностей из любых материалов
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

## ЭКОБРИЗ® окси

ДВ: перекись водорода, ПГМГ



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, крышка

## ЭКОБРИЗ® окси лайт

ДВ: перекись водорода, комплекс ЧАС



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, крышка

## Назначение:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка): хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, стоматологических наконечников для бормашин и турбин;
- **дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов и стерилизация\* изделий медицинского назначения, включая эндоскопы;**
- **дезинфекция и мытье** поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов (включая кувезы), отдельных узлов и блоков аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких; посуды лабораторной, столовой, молочной для детского питания (**режим совмещения обезжиривания и дезинфекции ручным и механизированным способами\***), белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря; систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- **дезинфекция пищевых яиц\***; медицинских отходов класса Б и В; биологических выделений; воздуха\*;
- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий;
- **обеззараживание (дезинвазия)** почвы, предметов обихода, игрушек, помещений, лабораторной посуды и лабораторного оборудования\*.

\* - Экобриз® окси лайт

## Режимы дезинфекции

| Наименование       | Спектр активности                          | Поверхности                                                                                                                                    | Дезинфекция ИМН+ПСО                                                                                    | ДВУ           | Стерилизация                        |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Экобриз® окси      | Бактериальный<br>Вирусный<br>Туберкулезный | 0,1%/0,5%/1,0% - 120 мин./60 мин./30 мин.<br>0,1%/0,5%/1,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.<br>0,5% - 120 мин.                                       | -<br>0,5%/1,0%/2,0% - 60 мин./15 мин./5 мин.<br>1,0%/2,0% - 60 мин./30 мин.                            | 4,0% - 5 мин. | —                                   |
| Экобриз® окси лайт | Бактериальный<br>Вирусный<br>Туберкулезный | 0,1%/0,2%/0,4% - 60 мин./30 мин./15 мин.<br>0,1%/0,25%/0,5%/2,0% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>0,5%/1,0%/2,0% - 120 мин./60 мин./30 мин. | -<br>0,25%/0,5%/1,0%/2,0% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>1,0%/2,0%/3,0% - 60 мин./30 мин./15 мин. | 5,0% - 5 мин. | 5,0% - 480 мин.<br>10,0% - 180 мин. |

# Универсальные дезинфицирующие средства с моющим эффектом

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae\*)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**, включая плесневые

## Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих (обезжиривающих) свойств
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

\* - Экобриз® концентрат

## Назначение:

- **дезинфекция и мытье** поверхностей в помещениях, жесткой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, приборов, оборудования, включая отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких, кувезы; лабораторной и столовой посуды (**режим совмещения обезжиривания и дезинфекции\***), белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;

## ЭКОБРИЗ® концентрат

ДВ: ЧАС, амины



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

## ЭКОБРИЗ®

ДВ: ЧАС, амины



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка): всего спектра хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем, плевательниц;

- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий;
- **дезинфекция** медицинских отходов классов Б и В, борьба с плесневыми грибами.

\* - Экобриз® концентрат

| Режимы дезинфекции  |                   |                                                        |                                           |
|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Наименование        | Спектр активности | Поверхности                                            | Дезинфекция ИМН+ПСО                       |
| Экобриз® концентрат | Бактериальный     | 0,05%/0,1%/0,25%/0,5% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин. | -                                         |
|                     | Вирусный          | 0,25%/0,5%/1,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.              | 0,25%/0,5%/1,0% - 60 мин./30 мин./15 мин. |
|                     | Туберкулезный     | 0,5% - 60 мин.                                         | 0,5%/1,0%/1,5% - 60 мин./30 мин./15 мин.  |
| Экобриз®            | Бактериальный     | 0,1%/0,25%/0,5% - 60 мин./30 мин./15 мин.              | -                                         |
|                     | Вирусный          | 1,0%/2,0%/3,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.               | 1,0%/2,0%/3,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.  |
|                     | Туберкулезный     | 2,0%/4,0%/6,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.               | 2,0%/4,0%/6,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.  |



# Универсальные дезинфицирующие средства с моющим эффектом

www.mir-dez.ru

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**, включая плесневые

## Дезинвазионная активность\*:

- **цисты и ооцисты простейших, яйца, онкосферы и личинки гельминтов (включая острицы)**

\* - Мирацид®

## Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования
- Индикаторные полоски №50, №100

## Назначение:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка): всего спектра хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; отсосов из различных материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;

## Миродез® универ

ДВ: комплекс ЧАС, глиоксаль, синергисты биоцидов



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

## Мирацид®

ДВ: комплекс ЧАС, органические кислоты, ПГМБ



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

## Миродез® базик

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов, антикоррозионные компоненты



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

- **дезинфекция и мытье** поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования, лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря;
- **дезинфекция** медицинских отходов класса Б и В; биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты);

- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий; **борьба с плесневыми грибами**;
- **обеззараживание (дезинвазия)** почвы, предметов обихода, игрушек, помещений, лабораторной посуды и лабораторного оборудования\*.

\* - Мирацид®

## Режимы дезинфекции

| Наименование    | Спектр активности                          | Поверхности                                                                                                                         | Дезинфекция ИМН+ПСО                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Миродез® универ | Бактериальный<br>Вирусный<br>Туберкулезный | 0,01%/0,05%/0,1%/0,2%/0,5% - 120 мин./60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>0,1%/0,25%/0,5% - 60 мин./30 мин./15 мин.<br>0,5% - 60 мин. | -<br>0,2%/0,4% - 60 мин./30 мин.<br>0,5%/1,0%/2,0% - 60 мин./30 мин./15 мин. |
| Миродез® базик  | Бактериальный<br>Вирусный<br>Туберкулезный | 0,1%/0,2%/0,4%/1,0% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>0,2%/0,5%/1,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.<br>0,8% - 60 мин.                  | -<br>0,5%/1,0% - 60 мин./30 мин.<br>1,0%/2,0% - 60 мин./15 мин.              |
| Мирацид®        | Бактериальный<br>Вирусный<br>Туберкулезный | 0,1%/0,2%/0,25%/0,5% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>0,5%/0,8%/1,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.<br>1,5% - 60 мин.                 | -<br>0,5%/1,0%/2,0% - 60 мин./30 мин./15 мин.<br>4,0% - 30 мин.              |

# Универсальные дезинфицирующие средства с моющим эффектом

## Антимикробная активность:

- **бактерии** (вкл. возбудителей туберкулеза, тестировано на *M.terrae*\*, *M.tuberculosis*\*, чумы, холеры, туляремии, легионеллеза)
- **вирусы** (тестировано на вакцинном шт. полиовируса 1 типа)
- **патогенные грибы**, включая плесневые

\*- Мирафлорес® форте

## Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Наличие моющих свойств
- Отсутствие фиксирующего действия
- Возможность многократного использования (в течение 14\*- 30\*\* дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

\*\* - Мирафлорес®

## Назначение:

- **дезинфекция и мытье:** поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования; лабораторной и столовой посуды, белья, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря; мусороуборочного оборудования и мусоросборников; фармацевтических холодильных установок;
- **дезинфекция:** медицинских отходов класса Б и В; крови и биологических выделений (мочи, фекалий, мокроты) в ле-

## Мирафлорес®

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, ПАВЫ



Упаковка:  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

## Мирафлорес® форте

ДВ: ЧАС, глутаровый альдегид, молочная кислота



Упаковка:  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

- чебно-профилактических организациях, включая диагностические и клинические лаборатории; станции и пункты переливания и забора крови; датчиков УЗИ;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т. ч. совмещенные в один процесс, медицинских изделий ручным и механизированным способом (ультразвуковая обработка): всего спектра хирургических и стоматологических инструментов; эндоскопов жестких и гибких; оттисков из различных

материалов, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем;

- **проведение генеральных уборок**, в т. ч. с использованием уборочных технологий;
- **борьба с плесневыми грибами.**

| Режимы дезинфекции |                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование       | Спектр активности                              | Поверхности                                                                                                                                                                             | Дезинфекция ИМН+ПСО                                                                                     |
| Мирафлорес®        | Бактериальный<br>Бактериальный вби<br>Вирусный | 0,1%/0,2%/0,4%/1,0% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>0,2%/0,5%/1,0%/2,0% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>0,5%/1,0%/1,5%/3,0% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин..                   | -<br>-<br>0,5%/1,0%/1,5%/3,0% - 60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.                                          |
| Мирафлорес® форте  | Бактериальный<br>Вирусный<br>Туберкулёзный     | 0,15%/0,2%/0,25%/0,4%/0,6% - 90 мин./60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>0,25%/0,4%/0,8%/1,5%/2,0% - 120 мин./60 мин./30 мин./15 мин./5 мин.<br>5,0%/ 6,0%/8,0% - 120 мин./60 мин./30 мин | -<br>0,5%/1,0%/1,5% - 60 мин./30 мин./15 мин.<br>3,0%/5,0%/6,0%/7,0% - 120 мин./60 мин./30 мин./15 мин. |

# Инновационные дезинфицирующие и стерилизующие средства для обработки инструментов и эндоскопов

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулёза (тестировано на M.terrae)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**
- **споры бактерий**

## Преимущества:

- pH 5,0-8,0
- Совместимость с обрабатываемыми материалами\*
- Безопасность
- Возможность многократного использования (в течение 21\*-30\*\* суток)
- Индикаторные полоски №25

\* - Мироксид® - 2000 заключение ФБГУ ВНИИИ медицинской техники

Росздравнадзора, рекомендации KARL STORZ-ENDOSKOPE

\*\* - Мироксид® 2000+

## Назначение:

- **дезинфекция** изделий медицинского назначения из различных материалов, включая хирургические, стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструментов к ним;

## Мироксид® - 2000

**ДВ:** активированный раствор надуксусной кислоты



Упаковка:  
Базовый раствор: 3 кан. по 5,0л,  
крышка с дегазирующим клапаном  
Активатор: 3 фл. по 100 мл. (порошок)

## Мироксид® 2000+

**ДВ:** активированный раствор надуксусной кислоты



Упаковка:  
Базовый раствор: 3 кан. по 5,0л,  
крышка с дегазирующим клапаном  
Активатор: 3 фл. по 50 мл. (жидкий)

- **дезинфекция высокого уровня (ДВУ)** жестких и гибких эндоскопов;

- **стерилизация изделий медицинского назначения** из различных материалов, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.

| Режимы обработки<br>(при температуре рабочего раствора не менее 18°) |                 |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|
| Наименование                                                         | Дезинфекция ИМН | ДВУ    | Стерилизация ИМН |
| Мироксид® - 2000                                                     | 5 мин.          | 5 мин. | 15 мин.          |
| Мироксид® 2000+                                                      | 5 мин.          | 5 мин. | 15 мин.          |



# Дезинфицирующее средство для обработки инструментов и эндоскопов

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулёза (тестировано на *M.terrae*, *M.tuberculosis*), особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота-и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**
- **споры бактерий**

## Преимущества:

- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Возможность многократного использования (в течение 28 суток)
- Индикаторные полоски № 50; 100

## Миродез® орто

Готовое к применению дезинфицирующее средство  
**ДВ:** ортофталевый альдегид (0,6%), синергисты биоцидов, стабилизаторы, ингибиторы коррозии, pH 6,5-8,0



Упаковка:  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
3 кан. по 3,8 л, крышка

## Назначение:

- **дезинфекция** медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся;
- **дезинфекция высокого уровня (ДВУ)** жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках) способами;

| Режимы обработки:<br>(при температуре рабочего раствора не менее 20°C) |                         |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Наименование                                                           | Дезинфекция             | ДВУ    |
| Миродез® орто                                                          | 5-10 мин. ( туберкулёз) | 5 мин. |

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая микобактерии туберкулеза
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**

## Преимущества:

- Безопасность применения
- Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая биологические пленки
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Возможность многократного использования (в течение 3 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

## Энзимодез®

**ДВ:** комплекс ЧАС, ПГМГ, ферментный комплекс (липаза, амилаза, протеаза), ПАВ, ингибитор коррозии



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

## Назначение:

- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способами: всего спектра хирургических и стоматологических инструментов; оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляторов из устойчивых к коррозии материалов, слепочных ложек и др., отсасывающих систем;
- **дезинфекция и предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенные в одном процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним;
- **предварительная и окончательная очистка эндоскопов** ручным способом;
- **предстерилизационная очистка**, в т.ч. совмещенная с дезинфекцией, медицинских инструментов, включая хирургические, стоматологические, механизированным способом с использованием ультразвука в установках любого типа («Медэл», «Ультразэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.).

| Режимы дезинфекции |                           |                        |                                                  | Режим предстерилизационной очистки |                 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Наименование       | Спектр активности         | Дезинфекция ИМН+ПСО    |                                                  | ИМН                                | Эндоскопы       |
|                    |                           | Ручным способом        | Механизированным способом (с использованием УЗО) |                                    |                 |
| Энзимодез®         | Вирусный<br>Туберкулезный | 0,5% - 15 мин./20 мин. | 0,5% - 10 мин.                                   | 0,25% - 5 мин./10 мин.             | 0,25% - 10 мин. |

## Мирафлорес® энзим

ДВ: ПАВ, комплекс ферментов (липаза, амилаза, протеаза)



Упаковка:  
3 кан. По 5,0 л, крышка  
12 фл. По 1,0 л, флип-топ  
Дозатор пластиковый для 5 л

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПОНИЖЕННЫМ ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ

### Преимущества:

- Безопасность применения
- Высокоэффективная трехэнзимная очистка, включая биологические пленки
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Продление срока эксплуатации инструментария

### Назначение:

- **предстерилизационная очистка (ПСО)** МИ, включая хирургические и стоматологические инструменты; инструменты к эндоскопам, ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках, МДМ;
- предварительная очистка эндоскопов;
- окончательная очистка эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ)

| Режимы обработки Мирафлорес® энзим      |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПСО МИ, вкл. инструменты к эндоскопам   | предварительная и окончательная очистка эндоскопов | ПСО МИ и инструментов к эндоскопам                                                                    |
| 0,1%/0,25%/0,8% - 10 мин./5 мин./3 мин. | 0,1%/0,25%/0,8% - 10 мин./5 мин./3 мин.            | <b>в УЗО:</b><br>0,1%/0,25% - 10 мин./5 мин.<br><b>в МДМ:</b><br>0,4%/0,6% - не менее 1 мин. при 45°C |

## Энзимодез® мусс

ДВ: амин, ЧАС, липаза, амилаза, протеаза



Упаковка:  
10 фл. по 0,75 л, с триггером  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ КОНТАМИНИРОВАННЫХ МИ В ЦЕЛЯХ ИХ КОНСЕРВАЦИИ И БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

### Преимущества:

- Безопасность применения
- Предотвращение размножения микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов) на контаминированных МИ, высыхания и фиксации органических загрязнений на срок до 5 суток
- Защита МИ от коррозии
- Легкость смывания с МИ
- Предварительная обработка контаминированных МИ из различных материалов для обеспечения микробиологической безопасности до момента проведения их дезинфекции и очистки, в т.ч. при транспортировке

| Применение Энзимодез® мусс                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Предварительную обработку</b> контаминированных медицинских изделий осуществляют готовой формой средства способом орошения с помощью пенообразующей насадки. | <b>Для предварительной обработки</b> изделий, имеющих каналы, средство принудительно нагнетают в каналы шприцем или другими приспособлениями и размещают в контейнере. |

# Дезинфицирующие средства для обработки и мытья поверхностей, предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

www.mir-dez.ru

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae\*)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов\*
- **патогенные грибы**\*

\*- Миродез® пур

## Преимущества:

- Безопасность применения
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Уничтожает пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых отложений и др. трудноудаляемых веществ с поверхностей\*
- Наличие моющих (обезжиривающих\*) свойств
- Возможность многократного использования (в течение 14 дней)
- Индикаторные полоски №50, №100

\*- Миродез® специаль

## Назначение:

- **влажная уборка структурных подразделений акушерского стационара; очистка и мытье** от комплексных загрязнений различного характера поверхностей, оборудования из различных материалов\*;
- **дезинфекция и мытье**: поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, оборудования; посуды лабораторной, столовой, молочной для детского питания, белья,

предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, игрушек, резиновых и полипропиленовых ковров, обуви из резина, пластика; мусоруборочного оборудования;

- **предстерилизационная очистка\*** изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты; жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным и механизированным способом в ультразвуку

ковых установках; **предварительная очистка** эндоскопов и инструментов к ним; **окончательная очистка** эндоскопов ручным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ); **очистка гибких эндоскопов** в установке КРОНТ-УДЭ-1;

- **проведение генеральных уборок**, в т.ч. с использованием уборочных технологий.

\* - Миродез® специаль

## Миродез® пур

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

## Миродез® специаль

ДВ: ЧАС, комплекс ПАВ



Упаковка:  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
дозатор пластиковый для 5 л канистры (по заказу)

| Наименование      | Режим дезинфекции                          |                                                                                                            | Режим очистки и мытья | Режим предстерилизационной очистки |                |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
|                   | Спектр активности                          | Поверхности                                                                                                |                       | ИМН                                | Эндоскопов     |
| Миродез® пур      | Бактериальный<br>Вирусный<br>Туберкулезный | 0,1%/0,2%/0,4%/1,0% - 60мин./30мин./15мин./5мин.<br>0,2%/0,5%/1,0% - 60мин./30мин./15мин.<br>0,8% - 60мин. | —                     | —                                  | —              |
| Миродез® специаль | Бактериальный                              | 0,5%/1,0% - 120 мин./60 мин.                                                                               | 0,25%/1,0%            | 0,1%/0,3% - 10 мин.                | 0,3% - 10 мин. |

# Средства для экспресс дезинфекции

## Спиртовые средства для экспресс дезинфекции

### Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae\*)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей по-лиомиелита, рота – и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**

### Преимущества:

- Экспресс экспозиция 30 сек. – 5 мин.
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанной поверхности

### Экобриз® спрей

ДВ: изопропиловый спирт, ЧАС



Упаковка:  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
10 фл. по 1,0 л, с триггером  
10 фл. по 0,75 л, с триггером

### Экобриз® салфетки

ДВ: н-пропиловый спирт, комплекс ЧАС, ПГМБ, ПАВ



Упаковка:  
20 банок по 60 шт.  
25 флоу-пак по 60 шт. салфеток

### Назначение:

- **дезинфекция датчиков УЗИ**; стетоскопов, фонендоскопов; термометров; предметов ухода за больными; перчаток; поверхностей медицинских приборов и оборудования, включая аппараты искусственного дыхания, анестезиологического, стоматологического оборудования, наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов; куветов для новорожденных; инструментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т.ч. с амальгамой; системы электродной электроэнцефалографической «МКС-КЭП»\*
- **дезинфекция поверхностей в помещениях**, в т.ч. предметы обстановки (стулья, кровати, столы, матрасы, подголовники, подлокотники кресел, осветительная аппаратура, жалюзи, радиаторы отопления и т.п.); тележек, резиновых и пропиленовых коврик, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев и ламп для соляриев;
- **гигиеническая обработка рук**;
- **обработка ступней ног** с целью профилактики грибковых заболеваний\*.

\* - Экобриз® салфетки



# Средства для экспресс дезинфекции

www.mir-dez.ru

## Бесспиртовые средства для экспресс дезинфекции

### Антимикробная активность:

- **бактерии**, (вкл. возбудителей внутрибольничных инфекций, легионеллеза\*, особо опасных инфекций\* — чумы, холеры, туляремии)
- **вирусы** (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита; парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- **патогенные грибы**

\*- Миродез® спрей, Миродез® салфетки

### Преимущества:

- Экспресс экспозиция 30 сек. — 5 мин.
- Полная совместимость с обрабатываемыми материалами
- Активно разрушает на поверхностях биологические пленки и обладает хорошими моющими свойствами
- Не требует смывания после обработки
- Не оставляет следов на обработанных поверхностях
- Безопасность применения

### Назначение:

- **дезинфекция и мытье**
- **поверхностных (накожных) датчиков диагностического оборудования** (УЗИ и т.п.), системы электродной электроэнцефалографической «МКС-КЭП», фонендоскопов, стоматологических наконечников, наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования и других аналогичных медицинских изделий, допускающих обеззараживание способом протирания;
- **поверхностей медицинских приборов (аппаратов) и оборудования**, в т. ч. аппаратов куветов, оборудования отделений ЭКО, аппаратов искусственного дыхания, оборудования

### Миродез® спрей

ДВ: комплекс ЧАС, ПАВЫ



Упаковка:  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
10 фл. по 1,0 л, с триггером  
10 фл. по 0,75 л, с триггером

### Миродез® салфетки

ДВ: комплекс ЧАС, ПАВЫ



Упаковка:  
20 банок по 60 шт. салфеток  
12 флуо-пак по 100 шт. салфеток

### Мирафлорес® спрей

ДВ: комплекс ЧАС, ПГМГ, ПАВЫ



Упаковка:  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
10 фл. по 1,0 л, с триггером  
10 фл. по 0,75 л, с триггером

для анестезии, гемодиализа, физиотерапии, барокамер и иного оборудования для оксигенобаротерапии, оптических приборов, рентгенологических аппаратов, включая маммографы; МРТ, а также другого диагностического оборудования; бактерицидных ламп, осветительной аппаратуры;

- **куветов** для новорожденных и детских кроваток;
- **предметов ухода** за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви; телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной и офисной техники, соляриев, ламп для соляриев;

- **поверхностей машин скорой помощи и санитарного транспорта;**
- **санитарно-технического оборудования**, в том числе акриловых ванн.

- **дезинфекция и очистка поверхностей** в помещениях, жесткой и мягкой мебели, в т. ч. матрасов, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т. п.; напольных ковровых покрытий, обивочных тканей;

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулёза (тестировано на M.terrae\*)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**

\* - Миросептик экспресс, Мирафлорес® антисептик

## Преимущества:

- Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты
- Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
- Не содержат красителей
- **Остаточное антимикробное действие не менее 3 - 5\* часов**

\* - Миросептик экспресс

## Назначение:

- **обработка рук хирургов** и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств;
- **гигиеническая обработка рук:** медицинского персонала ЛПО; работников парфюмерно - косметических, фармацевтических и микробиологических предприятий, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных служб;
- **обработка ступней ног** с целью профилактики грибковых заболеваний;
- **обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров\*.**
- **дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей; стоматологических наконечников, датчиков УЗИ \*\*.**

\* - Экобриз® антисептик, Миросептик, Мирафлорес® антисептик

\*\* - Мирафлорес® антисептик

## Экобриз® антисептик

**ДВ:** изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, увлажняющие компоненты



Упаковка:  
90 фл. по 75 мл, спрей  
65 фл. по 100 мл, спрей  
20 фл. по 200 мл, флип-топ  
20 фл. по 200 мл, спрей  
24 фл. по 0,5 л, диспенсер  
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа  
10 фл. по 1,0 л, диспенсер  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка

## Экобриз® антисептический гель

**ДВ:** изопропиловый спирт, комплекс ЧАС, увлажняющие компоненты



Упаковка:  
20 фл. по 200 мл, флип-топ  
24 фл. по 0,5 л, диспенсер  
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа  
10 фл. по 1,0 л, диспенсер  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ

## Миросептик

**ДВ:** изопропиловый, н-пропиловый спирты, комплекс ЧАС, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты



Упаковка:  
90 фл. по 75 мл, спрей  
65 фл. по 100 мл, спрей  
20 фл. по 200 мл, спрей  
20 фл. по 200 мл, флип-топ  
24 фл. по 0,5 л, диспенсер  
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа  
10 фл. по 1,0 л, диспенсер  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ

## Мирафлорес® антисептик

**ДВ:** изопропиловый, н-пропиловый спирты, комплекс ЧАС, увлажняющие компоненты



Упаковка:  
36 фл. по 250 мл, с пенообразователем  
24 фл. по 150 мл, с пенообразователем  
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа  
12 фл. по 1,0 л, диспенсер  
12 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
**Экспресс обработка рук хирургов за 1 мин. (3 мл x2)**

## Миросептик экспресс

**ДВ:** изопропиловый, н-пропиловый спирты, хлоргексидин биглюконат



Упаковка:  
90 фл. по 75 мл, спрей  
65 фл. по 100 мл, спрей  
20 фл. по 200 мл, флип-топ  
20 фл. по 200 мл, спрей  
24 фл. по 0,5 л, диспенсер  
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа  
10 фл. по 1,0 л, диспенсер  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
3 кан. по 5,0 л, крышка  
**Экспресс обработка рук хирургов за 1,5 мин. (3 мл x2)**

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae\*)
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**

\* - Миросептик экспресс ОП

## Преимущества

- Визуализация границ операционного поля красящим компонентом\*
- Обезжиривание кожных покровов
- Экспресс обработка операционного поля, локтевых сгибов доноров за 1 мин.\*\*

\*- Экобриз антисептик ОПК

\*\* - Миросептик экспресс ОП

## Назначение:

- **обработка кожи операционного поля;**
- **обработка локтевых сгибов доноров**, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов.
- **обработка кожи** инъекционного поля, в том числе места прививки\*;
- **обработка ступней ног** с целью профилактики грибковых заболеваний\*;
- **обработка перчаток**, надетых на руки персонала\*.

\* - Миросептик экспресс ОП

## Экобриз® антисептик ОПК

**ДВ:** изопропиловый спирт, молочная, салициловая, сорбиновая кислоты, пищевой краситель оранжевого цвета



Упаковка:  
20 фл. по 200 мл, флип-топ  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ

## Миросептик экспресс ОП

**ДВ:** изопропиловый, пропиловый спирты, хлоргексидин биглюконат



Упаковка:  
90 фл. по 75 мл, спрей  
65 фл. по 100 мл, спрей  
20 фл. по 200 мл, спрей  
20 фл. по 200 мл, флип-топ  
24 фл. по 0,5 л, диспенсер  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  
10 фл. по 1,0 л, диспенсер

## Антимикробная активность:

- **бактерии**, (вкл. микобактерии туберкулёза (тестировано на M.terrae\*))
- **вирусы** (вкл. возбудителей энтеровирусных инфекций — полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций)
- **патогенные грибы**

\*- Миросептик экспресс салфетки

## Преимущества:

- Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты\*\*
- Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи
- Короткое время экспозиции
- Сохраняет эффективность при замораживании и последующем оттаивании
- **Остаточное антимикробное действие не менее 5 часов\*\***

\*\* - Миродез® мусс

## Назначение:

- **обработка рук хирургов** и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств;
- обработка локтевых сгибов доноров;
- обработка кожи операционного и инъекционного полей;
- для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний;

## Миродез® мусс Бесспиртовой кожный антисептик

Средство применяется в виде пены и в жидком виде. Формула и способ применения запатентованы  
**ДВ:** ЧАС, ПГМГ, синергисты биоцидов, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты



Упаковка:  
36 фл. по 250 мл, с пенообразователем  
24 фл. по 150 мл, с пенообразователем  
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для настенного локтевого крепежа  
10 фл. по 1,0 л, диспенсер  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ

## Миросептик экспресс салфетки

**ДВ:** изопропиловый, пропиловый спирты, хлоргексидин биглюконат



Упаковка:  
8 банок по 80 салфеток  
Индивидуальная упаковка (саше):  
Размер:  
60x100 мм по 1000шт. в коробке (5 зип-пакетов по 200 шт.)  
135x180 мм по 250 шт. в коробке

- гигиеническая обработка рук:
  - медицинского персонала;
  - работников парфюмерно-косметических, фармацевтических и микробиологических предприятий, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли, коммунальных служб.

- обработка перчаток, надетых на руки персонала;
- обработка поверхностей\*

\*- Миросептик экспресс салфетки

# Универсальные, быстрорастворимые хлорсодержащие таблетки для обеззараживания воды

www.mir-dez.ru

## Антимикробная активность:

- **бактерии**
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, ОРВИ, рота - и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, герпеса
- **патогенные грибы**

## Преимущества:

- Эффективность при любом качестве воды
- Широкий ассортимент таблеток
- Быстрая растворимость
- Простота и удобство применения
- Длительность срока хранения (5 лет)
- Универсальность назначения

## АКВАБРИЗ®

**ДВ:** 1 ТАБЛЕТКА СОДЕРЖИТ натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na - соль ДХЦК) 3,6 мг; 4,5 мг; 18,0 мг; 0,5 г; 1,3 г; 1,8 г; 3,0 г и соответственно по количеству выделяемого активного хлора 2,0 мг; 2,5 мг; 10,0 мг; 300 мг; 750 мг; 1000 мг; 1670 мг



Упаковка:  
АКВАБРИЗ® 2; 2,5; 10 - блистер (10 табл.)  
АКВАБРИЗ® 300 - банка  
АКВАБРИЗ® 750 - банка  
АКВАБРИЗ® 1000 - банка  
АКВАБРИЗ® 1670 - банка

## Назначение:

- **обеззараживание воды** при групповом и индивидуальном водопотреблении из нецентрализованных источников (рек, озер, прудов и т.д.) в полевых и экстремальных условиях, в чрезвычайных ситуациях;
- **обеззараживание воды для мытья овощей, фруктов, зелени**, потенциально загрязненных патогенной микрофлорой;
- **дезинфекция емкостей** для перевозки и хранения питьевой воды;
- **дезинфекция поверхностей** в помещениях, жесткой мебели, белья, посуды, предметов ухода, изделий медицинского назначения, санитарно - технического оборудования, уборочного инвентаря, медицинских отходов.

| Наименование таблеток | Режимы обеззараживания:                        |              |              |                                                |             |            |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|------------|
|                       | Вода (в зависимости от качества исходной воды) |              |              | Емкости для перевозки и хранения питьевой воды |             |            |
|                       | Количество таблеток (шт.)                      | Объем        | Время, мин.  | Концентрация раствора по активному хлору %     | Время, мин. | Способы    |
| АКВАБРИЗ® 2           | 1 – 2 таб.                                     | 1 л          | 60 мин.      | 0,0025                                         | 45          | Протирание |
| АКВАБРИЗ® 2,5         | 1 – 2 – 4 таб.                                 | 1 л          | 30 – 60 мин. |                                                |             |            |
| АКВАБРИЗ® 10          | 1 таб.                                         | 1 - 5 л      | 30 – 60 мин. |                                                |             |            |
| АКВАБРИЗ® 300         | 1 таб.                                         | 150 – 30 л   | 30 – 60 мин. |                                                |             |            |
| АКВАБРИЗ® 750         | 1 таб.                                         | 375 – 75 л   | 30 – 60 мин. | 0,0025                                         | 30          | Заполнение |
| АКВАБРИЗ® 1000        | 1 таб.                                         | 500 – 100л   | 30 – 60 мин. |                                                |             |            |
| АКВАБРИЗ® 1670        | 1 таб.                                         | 835 – 167 л  | 30 – 60 мин. |                                                |             |            |
| АКВАБРИЗ® 5000        | 1 таб.                                         | 2500 – 500 л | 30 – 60 мин. |                                                |             |            |



# Линейка Ремединов для профессиональной дезинфекции в медицинских организациях\*



## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА С МОЩНЫМ ЭФФЕКТОМ



### Ремедин®

ДВ: комплекс ЧАС (7,2%), амин (2,1%), производные гуанидина (1,1%), pH - 9,5



### Ремедин® форте

ДВ: комплекс ЧАС (18,1%), глутаровый альдегид (2,2%), pH - 6,5



### Ремедин® окси

ДВ: ПВ (18,0%), комплекс ЧАС (4,0%) и производных гуанидина (1,0%), pH - 5,0



### Ремедин® лайт

ДВ: комплекс ЧАС (21,2%), pH - 6,5



### Ремедин® универсал

ДВ: ПВ (18,0%), комплекс ЧАС (4,0%) и производных гуанидина (1,0%), pH - 5,0



### Ремедин® амин

ДВ: амин (5,3%), pH - 10,5



### Ремедин® классик

ДВ: комплекс ЧАС (10,2%), производные гуанидина (1,3%), pH - 6,9



### Ремедин® спрей

ДВ: изопропиловый спирт (31,0%); комплекс ЧАС (0,5%), производные гуанидина (0,05%), молочная кислота (0,1%), pH - 6,0

## КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ



### Ремедин® антисептик

ДВ: изопропиловый спирт (63,0%); комплекс ЧАС (0,1%), производные гуанидина (0,03%), амин (0,01%)



### Ремедин® антисептик люкс

ДВ: изопропиловый спирт (63,0%); комплекс ЧАС (0,1%), производные гуанидина (0,03%), амин (0,01%), увлажняющие и ухаживающие компоненты



### Ремисепт (жидкое мыло)

ДВ: триклозан (0,3%); 2-феноксиэтанол (0,2%); увлажняющие и ухаживающие компоненты

## ГОТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ



### Ремедин® спрей лайт

ДВ: изопропиловый спирт (31,0%); комплекс ЧАС (0,5%), производные гуанидина (0,05%), молочная кислота (0,1%), pH - 6,0

\*- Соответствуют требованиям Федеральных клинических рекомендаций «По выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях», утверждены на общем собрании членов НП «НАСКИ» (Протокол №6 от 19.11.2014 г.) и согласованы Профильной комиссией Минздрава России по эпидемиологии (Протокол №4 от 20.11.2014 г.)



Интегрированная система менеджмента соответствует требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001



ООО "Мир Дезинфекции"  
107076, Москва, ул. Стромынка, д.19, к.2  
тел./факс: (495) 663-21-49  
E-mail: [info@mir-dez.com](mailto:info@mir-dez.com)  
[www.mir-dez.ru](http://www.mir-dez.ru)